

Nur für Forschungszwecke

TENC1-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20055-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20055-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 207 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_015319

GeneID (NCBI):
23371

Vollständiger Name:
tensin like C1 domain containing
phosphatase (tensin 2)

Berechnete Masse:
153 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

TNS2, also named as TENC1 and KIAA1075, regulates cell motility and proliferation. It may have phosphatase activity. TNS2 reduces AKT1 phosphorylation. It lowers AKT1 kinase activity and interferes with AKT1 signaling. This antibody is specific to TNS2. The antibody recognizes all the isoform of TNS2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

