

Nur für Forschungszwecke

NOM1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20066-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20066-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_138400

GeneID (NCBI):
64434

Vollständiger Name:
nucleolar protein with MIF4G domain
1

Berechnete Masse:
96 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

NOM1, also named as C7orf3, belongs to the CWC22 family. NOM1 plays a role in targeting PPP1CA to the nucleolus (Pubmed:17965019). NOM1 is a new member of the MIF4G/MA3 family of proteins and suggest that it may provide an essential function in metazoans (Pubmed:15715967). The antibody recognizes the C-term of NOM1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

