

Nur für Forschungszwecke

# SH3TC2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20067-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20067-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_024577

GeneID (NCBI):

79628

Vollständiger Name:

SH3 domain and tetratricopeptide repeats 2

Berechnete Masse:

145 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

SH3TC2, also named as KIAA1985, contains 1 SH3 domain and TPR repeats. Defects in SH3TC2 are the cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 4C (CMT4C) [MIM:601596]. The antibody can recognize all the isoforms except isoform 4 of SH3TC2.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

