

Nur für Forschungszwecke

SCARF2-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20073-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20073-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 213 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_182895

GeneID (NCBI):

91179

Vollständiger Name:

scavenger receptor class F, member 2

Berechnete Masse:

92 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

SCARF2, also named as SREC2 and SREPCR, is probable adhesion protein, which mediates homophilic and heterophilic interactions. In contrast to SCARF1, it poorly mediates the binding and degradation of acetylated low density lipoprotein (Ac-LDL). This antibody is specific to SCARF2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

