

Nur für Forschungszwecke

ALPK2-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20079-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20079-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 247 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_052947

GeneID (NCBI):
115701

Vollständiger Name:
alpha-kinase 2

Berechnete Masse:
237 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

ALPK2, also named as HAK, belongs to the protein kinase superfamily, Alpha-type protein kinase family and ALPK subfamily. ALPK2 is a kinase that recognizes phosphorylation sites in which the surrounding peptides have an alpha-helical conformation. This antibody is specific to ALPK2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

