

Nur für Forschungszwecke

POTEC-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20204-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20204-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 153 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_001137671

GeneID (NCBI):
388468

Vollständiger Name:
POTE ankyrin domain family,
member C

Berechnete Masse:
61 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

POTEC, also named as A26B2 and POTE18, belongs to the POTE family. POTE has an important signaling function in the reproductive system. This antibody is specific to POTEC.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

