

Nur für Forschungszwecke

SLIT3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20218-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20218-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 327 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_003062

GeneID (NCBI):
6586

Vollständiger Name:
slit homolog 3 (Drosophila)

Berechnete Masse:
168 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

SLIT3, also named as KIAA0814, MEGF5 and SLIL2, may act as molecular guidance cue in cellular migration. It may be mediated by interaction with roundabout homolog receptors. The antibody is specific to SLIT3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

