

Nur für Forschungszwecke

SRGAP3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20224-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20224-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 160 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_014850

GeneID (NCBI):
9901

Vollständiger Name:
SLIT-ROBO Rho GTPase activating
protein 3

Berechnete Masse:
125 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

SRGAP3, also named as ARHGAP14, KIAA0411, KIAA1156, MEGAP and WRP, is a GTPase-activating protein for RAC1 and perhaps Cdc42, but not for RhoA small GTPase. SRGAP3 may attenuate RAC1 signaling in neurons. The antibody is specific to SRGAP3. It has no cross reaction to SRGAP1 or SRGAP2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

