

Nur für Forschungszwecke

NTN3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20236-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20236-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 227 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_006181

GeneID (NCBI):
4917

Vollständiger Name:
netrin 3

Berechnete Masse:
61 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

NTN3 also named as NTN2L. Netrins control guidance of CNS commissural axons and peripheral motor axons. This antibody is specific to NTN3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

