

Nur für Forschungszwecke

# ANKH Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20303-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
20303-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 260 µg/ml von  
Nanodrop und 240 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG14125

GenBank-Zugangsnummer:

BC014526

GeneID (NCBI):

56172

Vollständiger Name:

ankylosis, progressive homolog  
(mouse)

Berechnete Masse:

492 aa, 54 kDa

Beobachtete Masse:

50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: HEK-293T-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293T cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20303-1-AP (ANKH Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.