

Nur für Forschungszwecke

# LEPROT Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20304-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 20304-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC011027	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop und 367 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 54741	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:200-1:1000
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> leptin receptor overlapping transcript	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 131 aa, 14 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG14126	<b>Beobachtete Masse:</b> 16 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : Hausschwein-Herzgewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Hausschwein, Human	

## Hintergrundinformationen

### Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



pig heart tissue was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20304-1-AP (LEPROT antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.