

Nur für Forschungszwecke

# SPSB2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20377-1-AP



## Allgemeine Informationen

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Katalog-Nr.:</b><br>20377-1-AP          | <b>GenBank-Zugangsnummer:</b><br>BC002983  | <b>Reinigungsmethode:</b><br>Antigen-Affinitätsreinigung |
| <b>Größe:</b><br>150ul                     | <b>GeneID (NCBI):</b><br>84727   |  |
| <b>Wirt:</b><br>Kaninchen                  | <b>Vollständiger Name:</b><br>splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 2 |  |
| <b>Isotyp:</b><br>IgG                      | <b>Berechnete Masse:</b><br>263 aa, 29 kDa   |  |
| <b>Immunogen Katalognummer:</b><br>AG13991 |  |  |

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
ELISA

**Getestete Reaktivität:**  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

