

Nur für Forschungszwecke

# B3GNT5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20422-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
20422-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 200 µg/ml von Nanodrop und 187 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG14246

GenBank-Zugangsnummer:

BC028058

GeneID (NCBI):

84002

Vollständiger Name:

UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 5

Berechnete Masse:

378 aa, 44 kDa

Beobachtete Masse:

44 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: Mauslungengewebe,

IHC: humanes Lungengewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser    | Pubmed ID | Journal        | Anwendung |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Zhenzhen Guo | 32575164  | J Cell Mol Med | IHC       |
| Jicheng Yang | 36724073  | Cell Rep       | WB        |

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse lung tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20422-1-AP (B3GNT5 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung using 20422-1-AP (B3GNT5 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung using 20422-1-AP (B3GNT5 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).