

Nur für Forschungszwecke

TAPBPL Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20522-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20522-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 247 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG14371

GenBank-Zugangsnummer:
BC015017

GeneID (NCBI):
55080

Vollständiger Name:
TAP binding protein-like

Berechnete Masse:
468 aa, 50 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

TAPBPL, also named as TAPBP-R and TAPASIN-R, is a member of the variable-constant Ig superfamily that links MHC class I molecules to the transporter associated with antigen processing in the endoplasmic reticulum.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

