

Nur für Forschungszwecke

HIST1H3D Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20532-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20532-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 193 µg/ml von
Nanodrop und 193 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG14394

GenBank-Zugangsnummer:

BC031333

GeneID (NCBI):

8351

Vollständiger Name:

histone cluster 1, H3d

Berechnete Masse:

136 aa, 15 kDa

Beobachtete Masse:

15-25 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Mausebergewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Guangjian Jiang	27832638	Cell Physiol Biochem	WB
Shaojun Zhang	34737357	Cell Res	WB
Chuanyou Yi	30053504	Int J Biochem Cell Biol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20532-1-AP (HIST1H3D Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.