

Nur für Forschungszwecke

FAM111B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20552-1-AP

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20552-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_198947

GeneID (NCBI):

374393

Vollständiger Name:

family with sequence similarity 111,
member B

Berechnete Masse:

85 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

FAM111B, also named as CANP, belongs to the FAM111 family. The antibody is specific to FAM111B. This protein has some isoforms with MW 135 kDa (EAW73833, 1200aa), 85 kDa and 81 kDa. FAM111B is a direct target of p53. It is involved in tendon contracture, myopathy, pulmonary fibrosis and lung adenocarcinoma. (PMID: 26495788, 31114230, 24268661)

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

