

Nur für Forschungszwecke

HOXC10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20632-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20632-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 410 µg/ml von
Nanodrop und 407 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG14620

GenBank-Zugangsnummer:
BC001293

GeneID (NCBI):
3226

Vollständiger Name:
homeobox C10

Berechnete Masse:
342 aa, 38 kDa

Beobachtete Masse:
50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen,

IF: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

HOXC10, also named as Homeo box C10, is a 342 amino acid protein. The calculated molecular weight of HOXC10 is 38 kDa, but HOXC10 is detected about 50 kDa (PMID: 12853486)

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20632-1-AP (HOXC10 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 20632-1-AP (HOXC10 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).