

Nur für Forschungszwecke

CCDC115 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20636-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20636-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 550 µg/ml von
Nanodrop und 460 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG14677

GenBank-Zugangsnummer:
BC006429

GeneID (NCBI):
84317

Vollständiger Name:
coiled-coil domain containing 115

Berechnete Masse:
180 aa, 20 kDa

Beobachtete Masse:
22-25 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:1000-1:8000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: A549-Zellen, Maushirngewebe, MOLT-4-Zellen,
Y79-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.**

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20636-1-AP (CCDC115 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20636-1-AP (CCDC115 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.