

Nur für Forschungszwecke

ACF1/BAZ1A Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:20691-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20691-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 233 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_013448

GeneID (NCBI):
11177

Vollständiger Name:
bromodomain adjacent to zinc finger
domain, 1A

Berechnete Masse:
179 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

BAZ1A, also named as ACF1, WCRF180 and hWALp1, belongs to the WAL family. It may play a role in transcriptional regulation. BAZ1A is involved in the formation or maintenance of heterochromatin playing a critical role in developmental control. The antibody is specific to BAZ1A.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

