

Nur für Forschungszwecke

TNFAIP8L3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20693-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 20693-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_207381	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 147 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 388121	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8-like 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 33 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Human

Zitierte Arten:
Human

Hintergrundinformationen

TNFAIP8L3 belongs to the TNFAIP8 family. This antibody is specific to TNFAIP8L3.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaoping Huang	30084972	Hum Mol Genet	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

