

Nur für Forschungszwecke

# ALG6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20753-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
20753-1-AP

Größe:  
150ul , Konzentration: 153 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG14176

GenBank-Zugangsnummer:  
BC001253

GeneID (NCBI):  
29929

Vollständiger Name:  
asparagine-linked glycosylation 6,  
alpha-1,3-glycosyltransferase  
homolog (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:  
507 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:  
58 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:500-1:1000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20753-1-AP (ALG6 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.