

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 20797-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC006224	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop und 633 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 84310	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:4000 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 7 open reading frame 50	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 194 aa, 22 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG14709	Beobachtete Masse: 22 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA	Positivkontrollen:
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	WB: HEK-293T-Zellen, Jurkat-Zellen, L02-Zellen
Getestete Reaktivität: Human	IF: L02-Zellen,
Zitierte Arten: Human	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen


Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Koshi Imami	30220558	Mol Cell	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20797-1-AP (C7orf50 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed L02 cells using 20797-1-AP (C7orf50 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).