

Nur für Forschungszwecke

CALCR Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20868-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 20868-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC075028	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 799	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: calcitonin receptor	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 490 aa, 57 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG14920	Beobachtete Masse: 70 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB,ELISA	Positivkontrollen: WB : MCF-7-Zellen, Maushirngewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Zitierte Arten: Human	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Ming-Wei Lin	36135183	Curr Issues Mol Biol	WB
Fangyuan Shao	33304752	Adv Sci (Weinh)	WB
Yu Fu	34294046	Mol Med	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20868-1-AP (CALCR antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.