

Nur für Forschungszwecke

ZNF496 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20900-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20900-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 627 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG15015

GenBank-Zugangsnummer:

BC007263

GeneID (NCBI):

84838

Vollständiger Name:

zinc finger protein 496

Berechnete Masse:

587 aa, 67 kDa

Beobachtete Masse:

67 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : NIH/3T3-Zellen, PC-12-Zellen, RAW 264.7-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20900-1-AP (ZNF496 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



NIH/3T3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20900-1-AP (ZNF496 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.