

Nur für Forschungszwecke

CRYBB3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21009-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 21009-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC069479	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop und 487 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 1417	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: crystallin, beta B3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 211 aa, 24 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG15212	Beobachtete Masse: 24 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Maus-Augengewebe, rat eye tissue IHC : Maus-Augengewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: IHC	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Wenting Yu	30683901	Lab Invest	IHC

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21009-1-AP (CRYBB3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse eye tissue slide using 21009-1-AP (CRYBB3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).