

Nur für Forschungszwecke

FAM186B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21022-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

21022-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1200 µg/ml von 84070

Nanodrop und 633 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG15284

GenBank-Zugangsnummer:

BC035621

GeneID (NCBI):

84070

Vollständiger Name:

family with sequence similarity 186, member B

Berechnete Masse:

893 aa, 104 kDa

Beobachtete Masse:

120 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21022-1-AP (FAM186B Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.