

Nur für Forschungszwecke

SPINK7 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21155-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 21155-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC109385	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 84651	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: serine peptidase inhibitor, Kazal type 7 (putative)	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 85 aa, 9 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG15727		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC : humanes Ösophaguskarzinomgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

SPINK7, also named esophageal cancer-related gene 2 (ECRG 2), is a member of the SPINK protease inhibitor family. It is thought to function as a tumor suppressor gene regulating the protease cascades during carcinogenesis and invasion of esophageal cancer by regulation of migration through urokinase-type plasmin activator/plasmin MAP kinase pathway.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 21155-1-AP (SPINK7 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 21155-1-AP (SPINK7 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).