

Nur für Forschungszwecke

GALNT5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21225-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
21225-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG15674

GenBank-Zugangsnummer:
BC142676

GeneID (NCBI):
11227

Vollständiger Name:
UDP-N-acetyl-alpha-D-
galactosamine:polypeptide N-
acetylgalactosaminyltransferase 5
(GalNAc-T5)

Berechnete Masse:
940 aa, 106 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

