

Nur für Forschungszwecke

IL-36 Gamma Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 21255-1-AP

4 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 21255-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC098337	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 56300	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: interleukin 1 family, member 9	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 169 aa, 19 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG15804		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC : humanes Ösophagusgewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: IHC	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Marie-Astrid Boutet	26701127	Clin Exp Immunol	IHC
Alexandra Cloitre	31848404	Sci Rep	IHC
YingYing Hu	31838663	Inflammation	IHC

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 21255-1-AP (IL-36 γ / IL-1F9) antibody at dilution of 1:50 (under 10 \times lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 21255-1-AP (IL-36 γ / IL-1F9) antibody at dilution of 1:50 (under 40 \times lens).