

Nur für Forschungszwecke

# NEURL2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21263-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
21263-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 180 µg/ml von  
Nanodrop und 140 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG15670

GenBank-Zugangsnummer:

BC105935

GeneID (NCBI):

140825

Vollständiger Name:

neuralized homolog 2 (Drosophila)

Berechnete Masse:

285 aa, 32 kDa

Beobachtete Masse:

30-32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-  
Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise  
kann die Antigenmaskierung auch mit  
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: HL-60-Zellen, humanes Herzgewebe

IHC: humanes Skelettmuskelgewebe, humanes  
Herzgewebe

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21263-1-AP (NEURL2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle slide using 21263-1-AP (NEURL2 Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle slide using 21263-1-AP (NEURL2 Antibody) at dilution of 1:50.