

Nur für Forschungszwecke

MTMR3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21336-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 21336-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC151217	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop und 540 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 8897	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000 IHC 1:50-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: myotubularin related protein 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 1198 aa, 134 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG15514	Beobachtete Masse: 150 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : SW 1990-Zellen, IHC : humanes Tonsillitisgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shouji Zhang	35317283	Mol Ther Nucleic Acids	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 21336-1-AP (MTMR3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 21336-1-AP (MTMR3 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



SW 1990 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21336-1-AP (MTMR3 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.