

Nur für Forschungszwecke

PLCB3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21370-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
21370-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 367 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG15845

GenBank-Zugangsnummer:
BC142681

GeneID (NCBI):
5331

Vollständiger Name:
phospholipase C, beta 3
(phosphatidylinositol-specific)

Berechnete Masse:
1234 aa, 139 kDa

Beobachtete Masse:
150 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: MCF-7-Zellen, A431-Zellen, COLO 320-Zellen,
HEK-293T-Zellen, NIH/3T3-Zellen

IHC: humanes Kolongewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 21370-1-AP (PLCB3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 21370-1-AP (PLCB3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21370-1-AP (PLCB3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.