

Nur für Forschungszwecke

# C21orf59 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21461-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
21461-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 56683  
Nanodrop und 413 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG14994

GenBank-Zugangsnummer:  
BC000709

GeneID (NCBI):  
56683  
Vollständiger Name:  
chromosome 21 open reading frame  
59

Berechnete Masse:  
290 aa, 33 kDa

Beobachtete Masse:  
33 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:500-1:2000  
IF 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human

Positivkontrollen:

WB: K-562-Zellen, HeLa-Zellen, MCF-7-Zellen, PC-3-Zellen

IF: HEK-293-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21461-1-AP (C21orf59 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HEK-293 cells using 21461-1-AP (C21orf59 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).