

Nur für Forschungszwecke

IL1F10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21530-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
21530-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 267 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG16154

GenBank-Zugangsnummer:
BC103966

GeneID (NCBI):
84639

Vollständiger Name:
interleukin 1 family, member 10
(theta)

Berechnete Masse:
152 aa, 17 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

IL1F10 is a member of the interleukin 1 cytokine family. This cytokine is thought to participate in a network of interleukin 1 family members to regulate adapted and innate immune responses.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Recombinant protein were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21530-1-AP (IL1F10 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.