

Nur für Forschungszwecke

FCGR2B / CD32b Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21541-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
21541-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG16189

GenBank-Zugangsnummer:

BC031992

GeneID (NCBI):

2213

Vollständiger Name:

Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32)

Berechnete Masse:

310 aa, 34 kDa

Beobachtete Masse:

36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: humanes Plazenta-Gewebe, Raji-Zellen

IHC: humanes Plazenta-Gewebe, humanes Milzgewebe, humanes Tonsillitisgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21541-1-AP (FCGR2B / CD32b antibody at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 21541-1-AP (FCGR2B / CD32b antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 21541-1-AP (FCGR2B / CD32b antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).