

Nur für Forschungszwecke

NGX6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21593-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 21593-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC098296	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 260 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 51754	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 9 open reading frame 127	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 472 aa, 52 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG16167		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC : humanes Kolongewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe
Getestete Reaktivität: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

NGX6 (also known as TMEM8B or C9orf127) is a transmembrane protein containing an epidermal growth factor (EGF)-like domain. It may function as a regulator of the EGFR pathway. NGX6 has been reported as a tumor suppressor which may function in cell growth, proliferation and adhesion (PMID: 19755717; 12918109; 20705583).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 21593-1-AP (NGX6 antibody at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 21593-1-AP (NGX6 antibody at dilution of 1:50 (under 40x lens).