

Nur für Forschungszwecke

# SLITRK3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21649-1-AP

Vorgestelltes Produkt

3 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
21649-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 350 µg/ml von  
Nanodrop und 207 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG16352

GenBank-Zugangsnummer:  
BC114621

GeneID (NCBI):  
22865

Vollständiger Name:  
SLIT and NTRK-like family, member 3

Berechnete Masse:  
977 aa, 109 kDa

Beobachtete Masse:  
120-125 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000  
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: Maushirngewebe,

IP: Maushirngewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jun Li	29107521	Neuron	WB, IHC
Alicia Bollig-Fischer	35006496	Mol Biomed	WB, IF
Yim Yeong Shin YS	23345436	Proc Natl Acad Sci U S A	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21649-1-AP (SLITRK3 antibody) at dilution of 1:200 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SLITRK3 (IP:21649-1-AP, 4ug; Detection:21649-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 4000ug.