

Nur für Forschungszwecke

Integrin Alpha 6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21709-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
21709-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG16335

GenBank-Zugangsnummer:
BC136456

GeneID (NCBI):
3655

Vollständiger Name:
integrin, alpha 6

Berechnete Masse:
1073 aa, 119 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

IHC: humanes Mammakarzinomgewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

