

Nur für Forschungszwecke

NELL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21783-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
21783-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG16542

GenBank-Zugangsnummer:
BC069674

GeneID (NCBI):
4745

Vollständiger Name:
NEL-like 1 (chicken)

Berechnete Masse:
810 aa, 90 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IHC

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human, Maus

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal | Anwendung |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| Mengmeng Liu | 26456257 | J Endod | IHC |
| Tang Ronghua R | 23264108 | J Mol Histol | IHC |

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

