

Nur für Forschungszwecke

POMC Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22040-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22040-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG13564

GenBank-Zugangsnummer:
BC065832

GeneID (NCBI):
5443

Vollständiger Name:
proopiomelanocortin

Berechnete Masse:
267 aa, 29 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Maushirngewebe,

IHC: humanes Hypophysengewebe, humanes Hypophysenadenom-Gewebe

Hintergrundinformationen

Pro-opiomelanocortin (POMC) is a prohormone that encodes multiple smaller peptide hormones within its structure. POMC plays important roles in many pathological and physiological processes, including regulating energy metabolism, immune reactions, and sexual functions. POMC expression differs quantitatively and qualitatively among most normal tissues. The large molecule of POMC is the source of several important biologically active substances. POMC can be cleaved enzymatically into the following peptides: d NPP, γ -MSH, ACTH, α -MSH, CLIP, Lipotropin β , Lipotropin γ , β -MSH, β endorphin and Met-enkephalin.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

