

Nur für Forschungszwecke

IRE1/ERN1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22203-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

22203-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 560 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG17504

GenBank-Zugangsnummer:

BC130405

GeneID (NCBI):

2081

Vollständiger Name:

endoplasmic reticulum to nucleus
signaling 1

Berechnete Masse:

977 aa, 110 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Maus

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jing Wu	37179046	Food Chem Toxicol	WB
Zhaona Dou	36700526	ACS Appl Mater Interfaces	WB, IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

