

Nur für Forschungszwecke

CCL17 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22342-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22342-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 220 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG17832

GenBank-Zugangsnummer:

BC112066

GeneID (NCBI):

6361

Vollständiger Name:

chemokine (C-C motif) ligand 17

Berechnete Masse:

94 aa, 11 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

IHC : humanes Kolongewebe, humanes

Kolonkarzinomgewebe, humanes Plazenta-Gewebe

Hintergrundinformationen

CCL17, also named as TARC, is a member of the CC chemokine family, and is highly expressed by thymus and other cells, including keratinocytes, endothelial cells, dendritic cells, bronchial epithelial cells and fibroblasts. CCL17 plays important roles in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells. CCL17 induced chemotaxis and Ca²⁺ influx in the cells stably expressing CCR4, thereby demonstrating the ligand-receptor relationship between CCL17 and CCR4.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Pubmed ID

Journal

Anwendung

Shoko Nakayama

27072191

Br J Haematol

IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 22342-1-AP (CCL17 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 22342-1-AP (CCL17 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).