

Nur für Forschungszwecke

ALX3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:22358-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22358-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 273 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG17937

GenBank-Zugangsnummer:

BC112007

GeneID (NCBI):

257

Vollständiger Name:

ALX homeobox 3

Berechnete Masse:

343 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:

70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe, HEK-293-Zellen

Hintergrundinformationen

ALX3 is a transcriptional regulator with a possible role in patterning of mesoderm during development. It is a paired-class aristaless-like homeoprotein expressed in different tissues during embryonic development. We always got 70 kDa dimer form in our detection.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22358-1-AP (ALX3 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.