

Nur für Forschungszwecke

# ZZZ3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22608-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
22608-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 750 µg/ml von  
Nanodrop und 413 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18362

GenBank-Zugangsnummer:

BC035079

GeneID (NCBI):

26009

Vollständiger Name:

zinc finger, ZZ-type containing 3

Berechnete Masse:

903 aa, 102 kDa

Beobachtete Masse:

150-160 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen,

## Hintergrundinformationen

Zinc finger, ZZ-type containing 3 (ZZZ3) is a component of the ATAC complex, a complex with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22608-1-AP (ZZZ3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.