

Nur für Forschungszwecke

KDM5D Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22739-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22739-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 850 µg/ml von
Nanodrop und 420 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18690

GenBank-Zugangsnummer:

BC146767

GeneID (NCBI):

8284

Vollständiger Name:

lysine (K)-specific demethylase 5D

Berechnete Masse:

1482 aa, 167 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shi-Ting Li	32694775	Nat Metab	WB
Wenxia Xu	29989047	Int J Biol Sci	WB
Georg Schäfer	34804837	Transl Androl Urol	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

