

Nur für Forschungszwecke

TWISTNB Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:22784-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22784-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 513 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG18783

GenBank-Zugangsnummer:
BC130298

GeneID (NCBI):
221830

Vollständiger Name:
TWIST neighbor

Berechnete Masse:
338 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:
40-50 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:1000-1:6000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, THP-1-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



THP-1 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22784-1-AP (TWISTNB antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22784-1-AP (TWISTNB antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.