

Nur für Forschungszwecke

C7orf30 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22838-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22838-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop und 240 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG18286

GenBank-Zugangsnummer:
BC012331

GeneID (NCBI):
115416

Vollständiger Name:
chromosome 7 open reading frame 30

Berechnete Masse:
234 aa, 26 kDa

Beobachtete Masse:
26-28 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen

IHC: humanes Hodengewebe, humanes Lebergewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Hauke S Hillen	34135319	Nat Commun	WB
Ya-Ting Tu	25683708	Cell Rep	WB
Elena Lavdovskaia	30085210	Nucleic Acids Res	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22838-1-AP (C7orf30 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22838-1-AP (C7orf30 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22838-1-AP (C7orf30 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).