

Nur für Forschungszwecke

ACSM2A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:22862-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 22862-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC125176	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 227 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 123876	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: acyl-CoA synthetase medium-chain family member 2A	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 577 aa, 64 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG18856	Beobachtete Masse: 60-64 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	WB : Mauslebergewebe, humanes Hirngewebe, Mausnierengewebe, Rattenlebergewebe
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC : humanes Leberkarzinomgewebe,
	IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

ACSM2A(Acyl-coenzyme A synthetase ACSM2A, mitochondrial) is also named as ACSM2, MACS2 and belongs to the ATP-dependent AMP-binding enzyme family. It acts as a medium-chain fatty acid : CoA ligase with the calculated molecular weight of 64 kDa and acts on acids from C(4) to C(11) and on the corresponding 3-hydroxy- and 2,3- or 3,4-unsaturated acids.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using 22862-1-AP (ACSM2A antibody), at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22862-1-AP (ACSM2A antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 22862-1-AP (ACSM2A antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 22862-1-AP (ACSM2A antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).