

Nur für Forschungszwecke

B3GNT7 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:22879-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22879-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 700 µg/ml von
Nanodrop und 227 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18890

GenBank-Zugangsnummer:

BC148680

GeneID (NCBI):

93010

Vollständiger Name:

UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-
acetylglucosaminyltransferase 7

Berechnete Masse:

330 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:

40-46 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : Jurkat-Zellen, COLO 320-Zellen, Maus-Plazenta-
Gewebe

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes
Plazenta-Gewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22879-1-AP (B3GNT7 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 22879-1-AP (B3GNT7 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 22879-1-AP (B3GNT7 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).