

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

23142-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop und 467 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG19472

GenBank-Zugangsnummer:

BC039892

GeneID (NCBI):

55654

Vollständiger Name:

transmembrane protein 127

Berechnete Masse:

238 aa, 26 kDa

Beobachtete Masse:

26 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB
IHC 1:20-1:200
IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, IP, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

IP: HeLa-Zellen,

IHC: humanes Herzgewebe, humanes Leberkarzinomgewebe

IF: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



IP Result of anti-TMEM127 (IP:23142-1-AP, 3ug;
Detection:23142-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate
3000ug.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using
23142-1-AP (TMEM127 antibody) at dilution of 1:25
and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.



Immunohistochemical analysis of paraffin-
embedded human heart slide using 23142-1-AP
(TMEM127 Antibody) at dilution of 1:50.